



ORTOTIKA-PROTETIKA s.r.o.
Ústí nad Labem, 401 13
Sociální péče 3316/12A
Telefon: 477114466
E-mail: info@ortotika-protetika.cz
Webové stránky: ortotika-protetika.cz

Ortopedické vložky.

Odborný lékař Vám předepsal ortopedické vložky vhodné pro Vaši vadu a vysvětlil Vám způsob léčení. K úspěšnému výsledku je zapotřebí Vaší přímé spolupráce.

- Vyrobené ortopedické vložky se vkládají do námi doporučené obuvi, která má mít tyto parametry. Dostatečně pevná s vnitřním prostorem, pevný opatek pro držení paty, vyndavací vnitřní stélku či vložku.
- Před vložením ortopedické vložky vyjměte z obuvi konfekční vnitřní vložku.
- Pokud nebylo možné zapracovat ortopedickou vložku do obuvi přímo ortotikem protetikem je možné vložku upravit dle našich instrukcí, ale jen v oblasti špičky. Ortopedická vložka bývá ve špičce delší (vyrábíme s určitým nadměrkem) proto lze ortopedickou vložku zastříhnout podle konfekční vložky, kterou jste vyjmuli z obuvi.
- Jakékoliv potíže s používáním ortopedických vložek konzultujte s lékařem či vybavujícím ortotikem protetikem.
- Pomůcku udržujte vždy čistou. Při zvýšené potivosti provádějte čištění buď navlhčeným hadříkem nebo dezinfekcí a nechte volně vyschnout.
- Pozor nesušte v sušičce a ani nedávejte na topení či jiný zdroj tepla.
- Materiály použité na výrobu ortopedických vložek jsou nesterilní, proto ortopedickou vložku nepoužívejte na holou nohu. Vždy používejte ponožky nebo punčochy.
- Všechny materiály byly dlouhodobě odzkoušeny a nebyly u nich zaznamenány žádné alergické reakce. Přesto pokud by se u Vás takové potíže vyskytly, je nutné pomůcku okamžitě odložit a poradit se s lékařem nebo výrobcem.
- Výrobce odpovídá kupujícímu za to, že ortopedická individuální pomůcka při převzetí nemá vady v souladu s §2161 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. Odpovědnost za vady se vztahuje na prokazatelné výrobní nebo materiálové vady. Nevztahuje se na běžné opotřebení, na závady vzniklé v důsledku nesprávného používání, neodborného zásahu nebo nedodržování zásad správného používání výrobku uvedených v tomto textu.
- Tento návod je k dispozici na našich internetových stránkách v sekci Pro pacienty.